

CAMPAÑA DE CONTROL DEL LEISMANIA Y ERLICHIA 2010-2011

En CIAB entendemos, que para confirmar la ausencia o presencia de estas dos enfermedades, el método diagnóstico más útil y el más utilizado es la detección de anticuerpo mediante una técnica serológica cuantitativa como es la inmunofluorescencia indirecta I.F.I. (nosotros utilizamos antígenos de alta especificidad y sensibilidad) .

Gracias a esta técnica obtenemos una titulación que nos permite dar una clasificación de nivel de anticuerpos , pudiendo distinguir varios casos:

- Resultados negativos: no hay unión antígeno anticuerpo
- Resultados dudosos: con tasas de anticuerpos bajas o medias que nunca superan el punto de corte.
- Resultados positivos: con alto nivel de unión antígeno anticuerpo.



En las situaciones en donde el nivel de anticuerpos no es aclaratorio, podemos realizar otras pruebas complementarias para confirmar o excluir la enfermedad; como son la citología en ganglio o medula ósea y la determinación por P.C.R. Esta batería de técnicas nos ayudaran en el diagnóstico para diferenciar entre perros enfermos, que son los que padecen leishmaniosis canina, de los perros infectados que están clínicamente sanos y sin alteraciones clínicas ni patológicas.

Para más información puede contactar con CIAB en nuestro website www.ciab.es o en el teléfono 913613314